


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Got1 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - P17174

Артикул: CM0002542



введение

Высокопроизводительные кроличьи моноклональные антитела против человеческого GOT1, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИЦХ и ИФА. Реагируют с человеческим, мышинным и крысиным белками; белок массой 46 кДа. Идеальны для исследований в области нейронауки и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GOT1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	AST; AST1; SGOT; cCAT; GIG18; cAspAT; ASTQTL1; GOT1
Вид	Человек
ID гена	2805
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 150-250 человеческого GOT1 (NP_002070.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17174
Молекулярная масса белка	46 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент