

Кроличья Моноклональная Антитело К Got2 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P00505

Артикул: CM0003425



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого GOT2 (аспартатаминотрансфераза, митохондриальная). Валидировано для применения в WB, IHC-P и ELISA, имеет перекрестную реактивность с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для метаболических и неврологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело к GOT2
Примечания/Синонимы	KAT4; DEE82; KATIV; KYAT4; mitAAT; GOT2
Вид	Человек
ID гена (человек)	2806
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого GOT2 (P00505).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P00505
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Холодильный пакет