

Кроличья Поликлональная Антитело Против Got2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc) И Ифа (Elisa) - P00505

Артикул: CM0025485



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого GOT2 (митохондриальная аспартатаминотрансфераза, кинуренинаминотрансфераза 4). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Подходит для исследований метаболизма, неврологии и транспорта жирных кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	GOT2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	KAT4; DEE82; KATIV; KYAT4; mitAAT; GOT2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2806
ID гена	2806
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-200 человеческого GOT2 (NP_002071.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00505
Молекулярный вес белка	48 кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент