

Кроличье Поликлональное Антитело Против Gr2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P55259

Артикул: CM0027546



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого GP2 (ZAP75), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для детекции GP2, участвующего в мукозальном иммунном ответе в качестве рецептора для трансцитоза в М-клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	GP2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ZAP75; GP2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2813
Иммуноген	Рекомбинантный белок-фузион, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 111-387 человеческого GP2 (NP_001007243.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P55259
Молекулярная масса белка	59 кДа
Доставка	В сумке со льдом