

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Gp2 Для Wb, Elisa — P55259

Артикул: CM0014001



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий GP2 (ZAP75), валидированное для WB и ELISA, с перекрёстной реактивностью к мыши и крысе. Идеально подходит для изучения трансцитоза М-клеток и мукозального иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GP2 Rabbit pAb
Примечания/синоним	ZAP75; GP2
Вид	Человек
Идентификатор гена	2813
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 111-387 человеческого GP2 (NP_001007243.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P55259
Молекулярная масса белка	59 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом