

Моноклональное Антитело Против Gr6/Grvi Для Проточной Цитометрии И Ифа — Q9Hcn6

Артикул: CM0004079



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого GP6/GPVI, валидировано для проточной цитометрии и ИФА. Подходит для изучения функции тромбоцитарного рецептора коллагена в исследованиях тромбоза и гемостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GP6/GPVI кроличье мкАт
Примечания/Алиасы	GPVI; GPVI; BDPLT11; GP6/GPVI
Вид реагируемости	Человек
ID гена (человек)	51206
ID гена	51206
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 21-267 человеческого GP6/GPVI (NP_057447.5)
Источник продуцирования	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9HCN6
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия транспортировки	С пакетом льда