

Поликлональные Антитела Против Gr9 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P14770

Артикул: CM0029156



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому GP9 (GPIX/CD42a), валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Обнаруживают человеческий, мышинный и крысиный GP9 — тромбоцитарный гликопротеин, необходимый для адгезии, опосредованной vWF, в исследованиях гемостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GP9 кроличьи пАб
Примечания/алиасы	GPIX; CD42a; GP9
Вид	Человек
ID гена	2815
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 17-147 человеческого GP9 (NP_000165.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14770
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	Холодовой пакет