

Поликлональное Антитело Против Гра33 Для Вестерн-Блоттинга, Иф-П, Ифа - Q99795

Артикул: CM0014794

введение

Кроличье поликлональное антитело против GPA33, полученное на основе рекомбинантного внеклеточного домена. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИФ-П, ИФА; реагирует с GPA33 человека, мыши и крысы. Подходит для диагностики и исследований рака желудочно-кишечного тракта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GPA33 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	A33; GPA33
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10223
GeneID	10223
Иммуноген	Рекомбинантный белок-фузия, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-235 GPA33 человека (NP_005805.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99795
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом