

Кроличья Моноклональная Антитело К Гра33 — Q99795

Артикул: CM0011626

введение

Кроличья моноклональная антитело, направленная на человеческий GPA33 (антиген A33 клеточной поверхности). Валидирована для ВБ, ИФ, ИГХ, ИФА. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Подходит для исследований рака желудочно-кишечного тракта и толстой кишки. Только для научных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GPA33 кроличья мКАт
Примечания/Алиасы	A33; GPA33
Вид	Человек
ID гена (человек)	10223
ID гена	10223
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99795
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом