

Поликлональные Антитела Против Грам Для Вб, Ифа - Q9HCL2

Артикул: CM0019826



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого GPAM (глицерол-3-фосфат ацилтрансфераза 1). Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА; реагирует перекрестно с мышинным и крысиным белком. Молекулярная масса белка 93 кДа. Swiss-Prot Q9HCL2.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GPAM кроличьи пАт
Примечания/алиасы	GPAM; GPAT; GPAT1; глицерол-3-фосфат ацилтрансфераза, митохондриальная
Вид	Человек
ID гена (человек)	57678
ID гена	57678
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q9HCL2
Молекулярная масса белка	93 кДа
Доставка	Холодильный пакет