


Поликлональные Антитела К Gpc1 Для Wb И Elisa - P35052

Артикул: CM0017773



введение

Кроличьи поликлональные антитела к GPC1 (глипикан-1) человека, подходящие для WB и ELISA; перекрестно реагируют с белками мыши и крысы. Идеально подходят для изучения гепарансульфат-протеогликана в клеточной сигнализации, биологии прионов и миелинизации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи пАт к GPC1
Примечания/Синонимы	глипикан; GPC1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2817
GeneID	2817
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 290-420 GPC1 человека (NP_002072.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P35052
Молекулярная масса белка	62 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом