

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Gpc4 Для Wb И Elisa — 075487

Артикул: CM0016575

введение

Данное поликлональное кроличье антитело нацелено на GPC4 (К-глипикан) и подходит для применения в WB и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека и мыши. Молекулярная масса белка составляет около 62 кДа. Подходит для изучения функции глипикана-4 в развитии канальцев и центральной нервной системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к GPC4
Примечания/синонимы	KPTS; К-глипикан; GPC4
Вид	Человек
GeneID (человек)	2239
GeneID	2239
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 357-556 человеческого GPC4 (NP_001439.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	075487
Молекулярная масса белка	62 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом