

Поликлональные Антитела Против Gpc6 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мфк (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q9Y625

Артикул: CM0028065

введение

Эти кроличьи поликлональные антитела (pAb) против GPC6 валидированы для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/МФК (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Они распознают человеческий и мышинный GPC6, гепарансульфатный протеогликан, участвующий в сигнальном пути WNT5A, с молекулярной массой 63 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GPC6 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	OMIMD1; GPC6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10082
GeneID	10082
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 320-530 человеческого GPC6 (NP_005699.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y625
Молекулярный вес белка	63kDa
Доставка	Сумка со льдом