

Анти-Gpd1 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P21695

Артикул: CM0027572



введение

Кроличья поликлональная антитело к GPD1, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Идеально подходит для изучения метаболизма глицерина и функции печени в исследовательских целях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	GPD1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GPD-C; HTGTI; GPDH-C; GPD1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2819
GeneID	2819
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-349 человеческого GPD1 (NP_005267.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P21695
Молекулярный вес белка	38кДа
Доставка	Сумка со льдом