

Кроличья Моноклональная Антитела Против Gpd2 Для Wb, IHC-P, Elisa — P43304

Артикул: CM0009446

введение

CamelBio предлагает высококачественные кроличьи моноклональные антитела против GPD2 (P43304), валидированные для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии парафиновых срезов и ИФА. Антитела детектируют GPD2 человека и крысы — митохондриальную глицерол-3-фосфатдегидрогеназу, играющую ключевую роль в регуляции глюкозочувствительности бета-клеток поджелудочной железы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GPD2 кроличья мкАт
Примечания/алиасы	GDH2; GPDМ; mGDH; mGPDH; GPD2
Вид	Человек
ID гена	2820 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 43-325 человеческого GPD2 (NP_000399.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P43304
Молекулярная масса белка	81 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом