

Кроличыи Поликлональные Антитела К Gpd2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P43304

Артикул: CM0023305

введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого GPD2 (митохондриальная глицерол-3-фосфатдегидрогеназа) для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Подходят для образцов человека, мыши и крысы. Ключевой компонент системы sensing глюкозы в бета-клетках поджелудочной железы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к GPD2
Примечания/Псевдоним	GDH2, GPDH, mGDH, mGPDH, GPD2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2820
ID гена	2820
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-325 человеческого GPD2 (NP_000399.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P43304
Молекулярный вес белка	81кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент