

Кроличье Моноклональное Антитело Против GpIX/Cd42A/Gp9 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P14770

Артикул: CM0006582



введение

Это кроличье моноклональное антитело направлено против человеческого GPIX/CD42a (GP9), субъединицы комплекса GPIIb-V-IX, и валидировано для WB, IHC-P, ELISA. Идеально подходит для исследований гемостаза и адгезии тромбоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GPIX/CD42a/GP9 кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	GPIX; CD42a; GPIX/CD42a/GP9
Вид	Человек
GeneID	2815
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого GPIX/CD42a/GP9
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P14770
Молекулярный вес белка	19кДа
Доставка	Сумка-холодильник