


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Gpkow Для Wb И Elisa — Q92917

Артикул: CM0015150



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий GPKOW (белок, содержащий G-patch-домен и мотивы KOW). Валидировано для WB и ELISA; перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Участвует в сплайсинге пре-мРНК. — Q92917

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к GPKOW
Примечания/синонимы	T54; Mos2; Spp2; GPATC5; GPATCH5; GPKOW
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	27238
Идентификатор гена	27238
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 127-476 человеческого GPKOW (NP_056513.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q92917
Молекулярная масса белка	52 кДа
Транспортировка	Хладагент