

Поликлональные Антитела Против Gpld1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P80108

Артикул: CM0025351

введение

Поликлональные антитела кролика против GPLD1, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Обнаруживают GPI-специфическую фосфолипазу D человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований метаболизма GPI-якоря и сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GPLD1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	PLD, GPIPLD, PIGPLD, GPIPLDM, PIGPLD1, GPLD1
Вид	Человек
GeneID (человек)	2822
GeneID	2822
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 24-160 GPLD1 человека (NP_001494.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P80108
Молекулярная масса белка	92 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с аккумуляторами холода