

Кроличье Поликлональное Антитело Против Gpm6A Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P51674

Артикул: CM0027902

введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к человеческому GPM6A (M6A), валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Для исследований нейрональной дифференцировки и пластичности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GPM6A Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	M6A; GPM6; GPM6A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2823
GeneID	2823
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого GPM6A (NP_005268.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS-PROT	P51674
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом