

Кроличья Поликлональная Антитело Против Gpn1 Для Вб, Ифа - Q9Hcn4

Артикул: CM0014243

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого GPN1 (XAB1/MBDIN). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным гомологом. Идеально подходит для исследований сборки РНК-полимеразы II и ядерного импорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GPN1 кроличья поликлональная антитело
Примечания/псевдонимы	XAB1; MBDIN; NTPBP; RPAP4; ATPBD1A; GPN1
Вид	Человек
ID гена	11321
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот от 255 до 374 человеческого GPN1 (NP_009197.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9HCN4
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	С охлаждающим элементом