

Поликлональное Кроличье Антитело Против Gpnmб Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q14956

Артикул: CM0018545



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого GPNMB (NMB, HGFIN), валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Демонстрирует перекрёстную реактивность с белками мыши и крысы. Обнаруживает эндогенный белок размером около 64 кДа и подходит для исследований в области онкологии и дерматологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к GPNMB
Примечания/синонимы	NMB; HGFIN; PLCA3; GPNMB
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	10457
Идентификатор гена	10457
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23–486 человеческого GPNMB (NP_001005340.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q14956
Молекулярная масса белка	64 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом