

Кроличья Поликлональная Антитело Против Gpr108 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Npr9

Артикул: CM0020990

введение

CamelBio предлагает кроличью поликлональную антитело против GPR108 (LUSTR2) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Валидирована на образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований аппарата Гольджи и трансдукции ААВ. SWISS: Q9NPR9.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GPR108 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативное название	LUSTR2; GPR108
Вид	Человек
GeneID (человек)	56927
GeneID	56927
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 33–260 человеческого GPR108 (NP_001073921.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NPR9
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	Холодильный пакет