

Моноклональное Антитело Anti-Gpr109A/Hm74A/Hcar2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q8Tds4

Артикул: CM0004041



введение

Кроличье моноклональное антитело anti-GPR109A/HCAR2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с мышью и крысой. Нацелено на высокоаффинный рецептор никотиновой кислоты, регулирующий секрецию адипонектина и липолиз; подходит для исследований в области метаболизма и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GPR109A/HM74A/HCAR2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	HCA2; HM74a; HM74b; PUMAG; NIACR1; Puma-g; GPR109A; GPR109A/HM74A/HCAR2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	338442
GeneID	338442
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого GPR109A/HM74A/HCAR2 (NP_808219.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q8TDS4
Молекулярный вес белка	42 кДа
Доставка	Сухой лед