

Поликлональное Антитело Против Gpr151 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Tdv0

Артикул: CM0020851

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий GPR151, протон-чувствительный GPCR. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мышинным и крысиным белкам. Идеально для нейронауки и исследований GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GPR151 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	GPCR; PGR7; GALR4; GALRL; GPCR-2037; GPR151
Вид	Человек
GeneID (человек)	134391
GeneID	134391
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 310-419 человеческого GPR151 (NP_919227.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8TDV0
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом