

Кроличья Поликлональная Антитела Против Gpr153 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q6Nv75

Артикул: CM0024420

введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на GPR153 (PGR1), сиротский рецептор, сопряженный с G-белком. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагируют с человеческим, мышинным и крысиным белком. Идеальны для исследований сигнальных путей GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	GPR153 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	PGR1; GPR153
Вид	Человек
GeneID (Человек)	387509
GeneID	387509
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого GPR153 (NP_997253.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6NV75
Молекулярная масса белка	65 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом