


Поликлональное Антитело Anti-Gpr155 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q7Z3F1

Артикул: CM0024507



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого GPR155, лизосомального сенсора холестерина для сигналинга mTORC1. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований метаболической сигнализации и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GPR155 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	DEP.7; PGR22; DEPD3; GPR155
Вид	Человек
GeneID (Человек)	151556
GeneID	151556
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 721-870 человеческого GPR155 (NP_001028217.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q7Z3F1
Молекулярная масса белка	97 кДа
Доставка	В пакете со льдом