


Кроличья Поликлональная Антитела Против Gpr17 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q13304

Артикул: CM0030332



введение

CamelBio предлагает кроличьи поликлональные антитела к GPR17 (Q13304), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, детектирующие человеческий, мышинный, крысиный белок. Идеально для исследований рецептора урацил-нуклеотидов/цистеинил-лейкотриенов и изучения ишемии мозга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к GPR17 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	GPR17
Вид	Человек
ID гена	2840
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-94 человеческого GPR17 (NP_005282.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13304
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом