

Анти-Gpr173 Кроличий Поликлональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Ns66

Артикул: CM0016155

введение

Кроличий поликлональный антитело против GPR173 (SREB3), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) на образцах человека и мыши. Нацелено на рецептор фениксина, участвующий в сигнальном пути GNRH и пролиферации гранулезных клеток; идеально подходит для исследований в области нейроэндокринологии и репродукции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GPR173 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	SREB3; GPR173
Вид	Человек
GeneID (Человек)	54328
GeneID	54328
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 160-230 человеческого GPR173 (NP_061842.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NS66
Молекулярный вес белка	41кДа
Доставка	Сумка со льдом