

Поликлональные Кроличьи Антитела К Gpr22 Для Вб, Иф/Икк, Ифа — Q99680

Артикул: CM0022147

введение

Поликлональные кроличьи антитела к GPR22, валидированные для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА. Реагируют с GPR22 человека, мыши и крысы. Орфанный GPCR, участвующий в сигналинге G(i)/G(o) и цилиогенезе. Идеально подходит для исследовательских работ в области кардиологии и нейронауки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GPR22 кроличьи pAb
Примечания/алиасы	GPR22
Вид	Человек
GeneID (человек)	2845
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого GPR22 (NP_005286.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99680
Молекулярная масса белка	49 кДа
Доставка	Холодильный пакет