

Поликлональные Антитела Против Gpr32 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O75388

Артикул: CM0023288

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого GPR32 (DRV1/RVDR1) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подтвержденная перекрестная реактивность с человеком, мышью и крысой. Идеально подходят для исследований в области иммунологии и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GPR32 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	DRV1; RVDR1; GPR32
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2854
ID гена	2854
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого GPR32 (NP_001497.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75388
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Сумка со льдом