

Кроличья Поликлональная Антитело Против Gpr35 Для Вб, Ифа — Q9Hc97

Артикул: CM0024117



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий GPR35 — GPCR, участвующий в иммунном ответе, кардиопротекции и воспалении. Валидирована для Вестерн-блотирования и ИФА, имеет перекрестную реактивность с мышиным GPR35. Идеально подходит для изучения сигналинга GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GPR35 Rabbit pAb
Примечания/Альяс	GPR35
Вид	Человек
ID гена (человек)	2859
ID гена	2859
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-150 человеческого GPR35 (NP_005292.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9Hc97
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Холодопак