

Анти-Gpr37 Кроличий Поликлональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O15354

Артикул: CM0022038

введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против рецептора просапозина GPR37 (PAELR/EDNRBL), подходящее для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает человеческий и крысиный GPR37, поддерживая исследования миелинизации, воспаления и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	GPR37 кроличий пАт
Примечания/Псевдоним	PAELR; EDNRBL; hET(B)R-LP; GPR37
Вид	Человек
ID гена (человек)	2861
ID гена	2861
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-180 человеческого GPR37 (NP_005293.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	O15354
Молекулярный вес белка	67кДа
Доставка	Сумка со льдом