

Поликлональное Антитело Против Gpr55 Для Wb, If-P, Elisa — Q9Y2T6

Артикул: CM0016482



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого GPR55 (LPIR1), валидированное для WB, IF-P и ELISA, с перекрёстной реактивностью с белками мыши и крысы. Для исследовательского применения в изучении GPCR-сигналинга и липидного обмена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против GPR55
Примечания/синоним	LPIR1; GPR55
Вид	Человек
GeneID (человек)	9290
GeneID	9290
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 210–319 человеческого GPR55 (NP_005674.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q9Y2T6
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом