


## Поликлональное Антитело К Gpr6 Для Вб, Ифа — P46095

Артикул: CM0017378



### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к человеческому GPR6 для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает эндогенный GPR6 в образцах человека и мыши. Подходит для исследований сигналинга GPCR и нейронауки.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | GPR6 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Примечания/псевдонимы     | GPR6                                                                                                                          |
| Вид                       | Человек                                                                                                                       |
| ID гена (человек)         | 2830                                                                                                                          |
| ID гена                   | 2830                                                                                                                          |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 253–362 человеческого GPR6 (NP_005275.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                        |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                       |
| Применение                | ВБ, ИФА                                                                                                                       |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь                                                                                                                 |
| SWISS                     | P46095                                                                                                                        |
| Молекулярная масса белка  | 38 кДа                                                                                                                        |
| Доставка                  | Холодопак                                                                                                                     |