

Кроличья Поликлональная Антитело Против Gpr62 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа — Q9Bzj7

Артикул: CM0024513

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого GPR62 (GPCR8, KPG_005), полученная иммунизацией синтетическим пептидом. Валидирована для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА, демонстрирует перекрестную реактивность с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для исследования сигналинга орфанных GPCR в тканях мозга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	GPR62 Rabbit pAb
Примечания / Синонимы	GPCR8; KPG_005; GPR62
Вид мишени	Человек
GeneID	118442
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислотных остатков 150–250 человеческого белка GPR62 (NP_543141.3).
Источник продукции	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BZJ7
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия отправки	Холодовой пакет