


Поликлональное Антитело Против Gpr68 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q15743

Артикул: CM0019388



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого GPR68, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует эндогенный GPR68 в образцах человека и мыши. Идеально для исследований pH-сенсоринга и механотрансдукции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GPR68 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	OGR1; AI2A6; GPR12A; GPR68
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8111
GeneID	8111
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 276-365 человеческого GPR68 (NP_003476.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15743
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом