

Поликлональное Антитело Кролика Против Gpr82 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q96P67

Артикул: CM0019111

введение

Исследуйте сиротский G-белок-сопряженный рецептор 82 с помощью этого поликлонального антитела кролика. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально для исследований рецепторов клеточной мембраны.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GPR82 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативное название	GPR82
Вид	Человек
GeneID	27197 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого GPR82 (NP_543007.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q96P67
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом