

Поликлональные Антитела Против Gprc5A Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Nfj5

Артикул: CM0027247

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против GPRC5A (RAIG-1), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают человеческий и мышиный белок 3, индуцируемый ретиноевой кислотой, являющийся супрессором опухолей легких. Идеально подходят для исследований в области онкологии и изучения GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GPRC5A Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	RAI3; TIG1; RAIG1; GPCR5A; PEIG-1; GPCR5A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9052
ID гена	9052
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 268-357 человеческого GPRC5A (NP_003970.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8NFJ5
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Сумка со льдом