

Моноклональное Антитело Против Gprc5B Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - Q9Nzh0

Артикул: CM0002915

введение

Кроличье моноклональное антитело против GPRC5B, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Определяет человеческий GPRC5B с перекрестной реактивностью к мышинному и крысиному белку. Идеально для исследований GPCR и регуляции клеточного объема.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GPRC5B Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	RAIG2; RAIG-2; GPRC5B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51704
GeneID	51704
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 304-403 человеческого GPRC5B (NP_057319.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9NZH0
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом