


Моноклональное Антитело Против Gprc5D Для Проточной Цитометрии (Fc) - Q9Nzd1

Артикул: CM0012789



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого GPRC5D исследовательского класса, конъюгированное с , предназначено для проточной цитометрии (FC). Валидировано на человеческих образцах; поставляется в пакетах со льдом. UniProt: Q9NZD1. Идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого GPRC5D мкАт
Примечания/Альяс	GPRC5D
Вид	Человек
ID гена (человек)	55507
ID гена	55507
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого GPRC5D (NP_06124.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NZD1
Молекулярная масса белка	34 кДа/36 кДа/38 кДа
Доставка	Пакет со льдом