

Кроличье Поликлональное Антитело Против Gprc6A Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q5T6X5

Артикул: CM0026463

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок GPRC6A (GPCR33), для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Подходит для исследования GPRC6A-опосредованной передачи сигналов, гормональной регуляции и экспрессии в тканях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GPRC6A Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	GPCR; bA86F4.3; GPRC6A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	222545
GeneID	222545
Иммуноген	Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 300-590 человеческого белка GPRC6A (NP_683766.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q5T6X5
Молекулярная масса белка	105 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом