


Кроличья Поликлональная Антитело Против Grsm2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P81274

Артикул: CM0013761



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к GPSM2, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Реагирует с образцами человека и мыши; нацелено на модулятор сигналинга G-белков 2 (LGN), участвующий в организации митотического веретена и асимметричном клеточном делении. Только для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Кроличьи pAb к GPSM2
Примечания/Альтернативные названия	LGN; CMCS; PINS; DFN82; GPSM2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	29899
GeneID	29899
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 380-490 белка GPSM2 человека (NP_037428.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P81274
Молекулярная масса белка	77 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом