

Поликлональные Антитела Кролика Против Gpt Для Вб, Ифа - P24298

Артикул: CM0024822

введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против аланинаминотрансферазы 1 человека (GPT/ALT1). Подходит для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с GPT мыши и крысы. Полезно для исследований метаболизма печени.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные антитела кролика против GPT
Примечания/алиасы	ALT; AAT1; ALT1; GPT1; SGPT; GPT
Вид	Человек
ID гена (человек)	2875
ID гена	2875
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-190 GPT человека (NP_005300.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P24298
Молекулярная масса белка	55 кДа
Доставка	Холодильный пакет