


Анти-Gpt2 Мышиные Моноклональные Антитела Для Wb - Q8Td30

Артикул: CM0007258



введение

Мышиные моноклональные антитела против человеческой аланинаминотрансферазы 2 (GPT2/ALT2), полученные с использованием рекомбинантного белка (а.о. 358-456). Валидированы для вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Подходят для исследований метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GPT2 мышиные мАт
Примечания/Псевдоним	ALT2; GPT 2; MRT49; NEDSPM; GPT2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84706
GeneID	84706
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность в пределах аминокислот 358 - 456 человеческого GPT2 (Q8TD30).
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8TD30
Молекулярный вес белка	58кДа
Доставка	Сумка со льдом