

Поликлональное Антитело Anti-Gpt2 Для Wb, Elisa — Q8Td30

Артикул: CM0021895



введение

Поликлональное кроличье антитело anti-GPT2, валидированное для WB и ELISA. Специфически реагирует с человеческим GPT2 (аланинаминотрансферазой 2) — ключевым метаболическим ферментом, связанным с неврологическими расстройствами. Идеально подходит для исследований метаболизма аминокислот и изучения биомаркеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к GPT2
Примечания/синонимы	ALT2; GPT 2; MRT49; NEDSPM; GPT2
Вид	Человек
GeneID (человек)	84706
GeneID	84706
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 310–410 человеческого GPT2. (NP_597700.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q8TD30
Молекулярная масса белка	58 кДа
Транспортировка	Хладоэлемент