

Поликлональное Антитело Кролика Против Gpvi/Gp6 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P0C191

Артикул: CM0023914

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на мышиный GPVI/GP6, гликопротеиновый рецептор тромбоцитов для коллагена. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к человеку. Полезно для изучения активации тромбоцитов и тромбоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GPVI/GP6 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	Gpvi; Gm469; 9830166G18Rik; GPVI/GP6
Вид	Мышь
GeneID	243816
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-265 мышинного GPVI/GP6 (NP_001156486.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P0C191
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом