


Моноклональное Антитело Anti-Gpx1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P07203

Артикул: CM0006372



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого GPX1, валидированное для WB, ИHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходит для изучения окислительно-восстановительного гомеостаза и восстановления гидропероксидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GPX1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	GPXD; GSHPX1; GPX1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2876
GeneID	2876
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого GPX1 (NP_000572.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07203
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент