


Поликлональные Антитела Против Gpx1 Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P07203

Артикул: CM0014697



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого GPX1 для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Распознают GPX1 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения редокс-гомеостаза и перекисного окисления липидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GPX1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GPXD, GSHPX1, GPX1
Вид	Человек
GeneID	2876
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого GPX1 (NP_000572.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07203
Молекулярный вес белка	22 кДа
Доставка	Сумка со льдом