


Анти-Gpx2 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, IHC-P, Elisa - P18283

Артикул: CM0014193



введение

GPX2 Rabbit pAb обнаруживает человеческий, мышинный и крысиный GPX2 (P18283) с помощью WB, IHC-P, ELISA. Рекомбинантный иммуноген, валидированный для исследований в области редокс-процессов и заболеваний ЖКТ. Оптимизирован для изучения функции глутатионпероксидазы 2 в тканях печени и желудочно-кишечного тракта, эти поликлональные антитела обеспечивают надежное обнаружение в различных форматах анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GPX2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	GPRP; GPx-2; GI-GPx; GPRP-2; GPx-GI; GSHPx-2; GSHPX-GI; GPX2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2877
GeneID	2877
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-180 человеческого GPX2 (NP_002074.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P18283
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	Сумка со льдом